

3. Dosedněte, posuňte se na židli dozadu a nejprve ohněte Vaši zraněnou nohu. Stejnou techniku použijte i při dosedání natoaletu s úchyty.
4. Sedněte na pevné židli s rovným opěradlem, vysokým sedátkem a opěradly na ruce. Doporučujeme vyhýbat se nízkým, příliš měkkým křeslům.



Bezpečnostní upozornění

- ▶ Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití.
- ▶ Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
- ▶ Pokud se otáčíte, dělejte malé kroky a vždy stůjte tak, aby Vaše boky byly rovnoběžně s přední trubkou chodítka.
- ▶ Vyhněte se vytáčení těla z chodítka, chodítko by se mohlo překloupit a způsobit zranění.
- ▶ Nenechávejte se dopředu přes chodítko.
- ▶ **Nedoporučujeme používat chodítko na eskalátoru nebo schodech.**

Údržba

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců, předních koleček a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebování, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Chodítko čtyřbodové skládací s kolečky

NÁVOD K OBSLUZE



Distributor: **SENIOR VIA s.r.o.**
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, www.seniorvia.cz
Dovozce: M.C.K. IMPORT s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1



SV032102U

Chodítko SV032102U

Hliníkové skládací chodítko, s nastavitelnou výškou, chromované

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.



Rozměry (cm)	Model	↔	↕	↔	↕	↔	↕	↔	↕	↔	↕	↔	↕
SV032102U	61	11	-	-	-	79-94,5	52	-	-	135	11,2/12,6		

Upozornění

Vhodnost použití chodítka konzultujte s ošetřujícím lékařem.
Nevhodné pro osoby s hmotností vyšší než 135 kg.

Manipulace

Rozložení a složení chodítka

Chodítko rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zacvakne Zápka pro složení [1] na horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte Zápku pro složení [1] a tlačte boky chodítka směrem k sobě. Chodítko je výškově nastavitelné.

Nastavení výšky chodítka

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Zápku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

Použití

Chůze:

Nejprve postavte Vaše chodítko asi o krok před Vás, ujistěte se, že nohy chodítka jsou v rovině. Oběma rukama uchopte madla chodítka, které Vám poskytne oporu, vstupte do něho a ulevte tak své zraněné noze. Nejprve se touto nohou dotkněte země patou, poté narovnejte chodidlo a nakonec zvedněte prsty ze země poslední, stejně jako to děláte u zdravé nohy. Nesnažte se dělat velké kroky až k přední tyčce chodítka. Dělejte malé kroky při otáčení.

Také můžete chodítko použít postupným posouváním chodítka při každém kroku. Oběma rukama uchopte své chodítko, posuňte pouze jeho pravou stranu vpřed a zároveň udělejte pravou nohou krok vpřed.



Sezení:

1. Přiblížte se s chodítkem zády k židli nebo křeslu dokud neucítíte židli za Vámi.



2. Uvolněte ruce z chodítka a sedněte si za pomoci loketních opěrek židle nebo křesla. Pomalu si sedněte a zraněnou nohu mějte vždy nataženou před sebe.



3. Sadnite si, posuňte sa na stoličke dozadu a najprv ohnite Vašu zranenú nohu. Rovnakú techniku použijete aj pri dosadaní na toaletu s úchytní.
4. Sedzte na pevnej stoličke s rovným operadlom, vysokým sedadlom a operadlami na ruky. Odporúčame vyhýbať sa nízkym, príliš mäkkým kreslám.



Bezpečnostné upozornenie

- ▶ Pred používaním chodítka si pozorne prečítajte návod na použitie.
- ▶ Pri skladaní a rozkladaní chodítka postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a následnému úrazu prstov.
- ▶ Ak sa otáčate, robte malé kroky a vždy stojte tak, aby Vaše boky boli rovnobežne s prednou rúrkou chodítka.
- ▶ Vyhňte sa vytáčaniu tela z chodítka, rolátor by sa mohol preklopiť a spôsobiť zranenie.
- ▶ Nenehýbajte sa dopredu cez chodítka.
- ▶ **Neodporúčame chodítka používať na eskalátore alebo schodoch.**

Údržba

Chodítka je možné čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej funkčnosti a stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav gumových nadstavcov, predných koliesok a polohu aretačných poistiek, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebované gumové nadstavce.

Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenie spôsobené obvyklým používaním. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, ako predávajúcim.

Štvorbodové skladacie chodítka s kolieskami

NÁVOD NA OBSLUHU



Distribútor: **SENIOR VIA s.r.o.**
 Ocelárská 891/16, 190 00 Praha 9, www.seniorvia.cz
 Dovožca: M.C.K. IMPORT s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1



SV032101U

Chodítko SV032102U

Hliníkové skladacie chodítko, veľmi prispôsobivé, chrómované

Chodítko je súčasťou série kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Chodítko je určené pre oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, nácviku chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následnú rehabilitáciu.



1. Západka pre zloženie
2. Rukoväť
3. Poistná skrutka
4. Spevňujúca tyč
5. Poistka na upravenie výšky
6. Koliesko
7. Bočný rám
8. Gumový nadstavec na chodítko

Rozmery (cm)	Model	↔	↕	↔	↕	↔	↕	↔	↕	↔	↕	↔	↕
SV032102U	61	11	-	-	-	-	79-94,5	52	-	-	135	11,2/12,6	

Upozornenie

Vhodnosť používania chodítka konzultujte s ošetrojúcim lekárom.
Nevhodné pre osoby s hmotnosťou vyššou ako 135 kg.

Manipulácia

Rozloženie a zloženie chodítka

Chodítko rozložte roztvorením bokov chodítka smerom od seba až do polohy, kedy zacvakne. Poistka na zloženie **[1]** na hornej vzpere chodítka. Pre zloženie chodítka stlačte poistku na zloženie **[1]** a tlačte boky chodítka smerom k sebe. Chodítko je výškovo nastaviteľné.

Nastavenie výšky chodítka

Pre nastavenie výšky chodítka zatlačte z oboch strán poistku a ťahom/tlakom nastavte požadovanú dĺžku nohy. Poistku potom nechajte samovoľne zapadnúť do zvoleného otvoru. Tento postup zopakujte pri všetkých štyroch nohách.

Použitie

Chôdza:

Najprv nastavte Vaše chodítko asi o krok pred Vami, uistite sa, že nohy chodítka sú v rovine. Oboma rukami uchopíte rukoväť chodítka, ktoré Vám poskytne oporu, vstúpte do neho a uvoľnite tak svoju zranenú nohu. Najprv sa touto nohou dotknite zeme pätou, potom narovnajete chodidlo a nakoniec ako posledné zdvihnite prsty zo zeme, rovnako ako to robíte so zdravou nohou. Nesnažte sa robiť veľké kroky až k prednej tyči chodítka. Robte malé kroky pri otáčaní. Tiež môžete chodítko používať postupným posúvaním chodítka pri každom kroku. Oboma rukami uchopíte svoje chodítko, posuňte iba jeho pravú stranu vpred a zároveň urobte pravou nohou krok vpred.



Sedenie:

1. Približujte sa s chodítkom chrbtom k stoličke alebo kreslým nepocítite stoličku za vami.



2. Pustite ruky z chodítka a sadajte si za pomoci lakťových opierok stoličky alebo kresla. Pomaly si sadajte a zranenú nohu majte vždy natiahnutú pred sebou.

